

Pour le contrôle des fluides et l'administration de solutions




17-469N

Robinet d'arrêt

Robinet d'arrêt

La gamme de produits de robinets d'arrêt de Nipro Canada offre la flexibilité et la fiabilité attendues par les professionnels de la santé. Ils sont offerts en diverses configurations d'assemblage, divers nombres de voies, divers niveaux de pression, de débit et de matériaux



Code de produit 17-130 présenté

- ✓ Le robinet d'arrêt à 4 voies, code de produit : 17-469, est doté d'un boîtier en polysulfone pouvant être utilisé jusqu'à 96 heures avec la plupart des solutions médicamenteuses courantes, telles que les intralipides
- ✓ Offert en diverses configurations de pression: standard, moyenne et haute pression.
- ✓ Offert en version à gros alésage pour les hauts débits.

Information pour commander

Code de produit	Description	Quantité par boîte
17-300	One Way Stopcock w/Rotating Male L.L.	50
17-369C	3-Way Stopcock with Caps	50
17-369H	3 Way High Pressure Stopcock -1200 PSI	50
17-469	Lipid Compatible Large-Bore Stopcock	50
17-469N	4-Way, Large-Bore Stopcock w/Swabable Port	100
17-305	1-Way High Pressure Stopcock, White Handle w/Swivel M.L.L. - 1200 PSI	50
17-308	3-Way Medium Pressure Stopcock, White Handle w/Swivel M.L.L. - 500 PSI	50
17-309	1-Way High Pressure Stopcock, White Handle w/Swivel High Pressure Adapter M.L.L. - 1200 PSI	50
17-130	Anesthesia Manifold	25
17-131	Perfusion Manifold	25



NIPRO CANADA CORPORATION

199 St. David Street, Lindsay, Ontario, Canada K9V 5K7
Toll-Free: 1-800-387-9757 | Local: 1-705-328-2518
www.nipro.ca | service@nipro.ca

La liste des produits, leur description ou leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

NIPRO CORPORATION

3-26, Senriokashinmachi, Settsu,
Osaka, 566-8510, Japan

© 2025 Nipro Canada. All Rights Reserved.

Stopcocks_Rev00-FR
2025-09